



## AGUJAS ESPINALES

Calidad que da confianza

Set de aguja y estilete, aguja tribiselada siliconizada con punta cortante tipo Quinke.

Fabricada de acero inoxidable grado quirúrgico.

Producto estéril, no tóxico y libre de pirógenos.

Esterilizado con Gas de óxido de etileno. Desechable.

- Punta de Quinke cerrada.
- Disminuye la incidencia de cefalea postpunción de dura madre al separar y no corta las fibras.
- Rápida identificación de colores.
- Empuñadura translúcida para facilitar y asegurar la inserción.

# INDICACIONES

De uso para la administración de Anestesia o Analgésicos en el espacio subaracnoideo y para la recolección de fluido Cerebroespinal.

CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
AE-1890	Aguja espinal 18G x 3/2"	Caja c/20 Piezas
AE-2090	Aguja espinal 20G x 3/2"	Caja c/20 Piezas
AE-2190	Aguja espinal 21G x 3/2"	Caja c/20 Piezas
AE-2290	Aguja espinal 22G x 3/2"	Caja c/20 Piezas
AE-2390	Aguja espinal 23G x 3/2"	Caja c/20 Piezas
AE-2590	Aguja espinal 25G x 3/2"	Caja c/20 Piezas
AE-2690	Aguja espinal 26G x 3/2"	Caja c/20 Piezas



## Nipro Medical de México, S.A. de C.V.

**Oficinas Corporativas**  
Sierra Candela No. 111 Piso 11,  
Col. Lomas de Chapultepec,  
C.P. 11000 México, CDMX.  
Tel: 52 (55) 5352.7100  
01800.112.4459

**Guadalajara**  
Av. Niños Héroes No. 2285,  
Col. Moderna, C.P. 44190,  
Guadalajara, Jalisco.  
Tel: (33) 3679.4357

**Puebla**  
Privada 9 B Sur No. 5126  
Col. Prados Agua Azul,  
C.P. 72430, Puebla, Puebla.  
Tel: (222) 211.4083  
(222) 798.0180

**Monterrey**  
José Benitez No. 2186,  
Col. Obispado, C.P. 64060,  
Monterrey, Nuevo León.  
Tel: (81) 1768.1734

[www.nipromexico.com](http://www.nipromexico.com)

